

KONSTANZPRÜFUNG nach DIN 6868-4 (Deckblatt)

RÖNTGENEINRICHTUNG:	PRÜFKÖRPER:
Raum:	Typ:
Anwendungsgerät:	Hersteller:
Anzahl Ebenen:	Material:
DSA-Zusatz:	Materialstärke (mm):
Inbetriebnahme:	DOSISMESSGERÄT:
Generator:	Typ/Seriennummer:
Hersteller:	Hersteller:
Strahlertyp:	Messzeit (s):
Seriennummer:	Messtechnische Kontrolle am:
Eigenfilterung:	BILDDOKUMENTATION:
Zusatzfilterung	Typ:
Filterautomatik:	Hersteller:
	Sonstiges:
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN	
Fokus-Bildempfänger-Abstand:	
Fokus-Strukturkörper-Abstand:	
Durchleuchtungsbedingungen:	
Dosisleistungsstufe:	
Regelkennlinie/Programm:	
(Format/Spannung/Strom) bei kont. DL: (/ /) (/ /) (/ /) (/ /) (/ /)	
(Format/Spannung/Strom) bei gepulster DL: (/ /) Pulsrate:	
Aufnahmebedingungen:	
Programm:	
Messkammer:	
Ort, Datum:	Unterschrift:

Betreiber:		Röntgeneinrichtung:		Begründung für die Neufestlegung der Bezugswerte:													
		Raum:															
		Anwendungsgerät:		Prüfmittel:													
		Art der Prüfung / Änderung:															
		Abbildungssystem:															
		Fokus-BV-Abstand:		Ort, Datum										Unterschrift			
Kenngroößen	Einheit	Format [cm]	Bezugswerte			Prüfergebnisse der Durchleuchtungsfunktion für 20											
Dosisleistung kontin. DL			min	soll	max	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Regelstufe 1	mGy / 20 s																
Regelstufe 1	mGy / 20 s																
Regelstufe 1	mGy / 20 s																
Regelstufe 2	mGy / 20 s																
kontinuierliche DL																	
Spannung	kV																
Strom	mA																
Spannung	kV																
Strom	mA																
Spannung	kV																
Strom	mA																
Auflösung	Lp/mm																
Auflösung	Lp/mm																
Auflösung	Lp/mm																
Nutzstrahlenfeld horizontal			i.O.														
Nutzstrahlenfeld vertikal			i.O.														
Nutzstrahlenfeld horizontal			i.O.														
Nutzstrahlenfeld vertikal			i.O.														
Nutzstrahlenfeld horizontal			i.O.														
Nutzstrahlenfeld vertikal			i.O.														
Dynamik	Anz. Stufen																
Kontrast	Anz. Felder																
Artefakte			nein														
Datum:																	
Prüfer:																	

